

LITEBOOK **EDGE**



Guide de l'utilisateur **Modèle LB4.0**

Merci d'avoir fait l'achat du Litebook **EDGE**[®]. Si vous utilisez et entretenez ce produit de façon appropriée, vous profiterez d'une luminothérapie sécuritaire, efficace et sans problèmes pendant de nombreuses années. Veuillez lire ce guide de l'utilisateur au complet et suivre les instructions portant sur l'utilisation et l'entretien afin de profiter au maximum des avantages de ce produit. Conservez ce guide pour consultation future.

Visitez www.litebook.com

INFORMATION GÉNÉRALE

Le Litebook **EDGE**® représente un moyen efficace de profiter de la lumière naturelle. Sa portabilité unique permet à l'utilisateur de poursuivre ses activités quotidiennes et d'apprécier une source de lumière additionnelle, tout en offrant le côté pratique et économique d'une lumière compacte et efficace.

ENTRETIEN DE VOTRE LITEBOOK EDGE

- Au besoin, nettoyez la lentille et le produit avec un chiffon humide doux
- Aucun entretien régulier n'est nécessaire

Allumer l'appareil

- Appuyer sur la touche de mise en marche et soutenir la pression pendant 1 seconde
 - Une fois l'appareil en marche, la lumière s'avivera au cours des 15 prochaines secondes

Exploitation

- Appuyer sur la touche de mise en marche une deuxième fois afin d'augmenter le degré de luminosité au maximum
- Si vous appuyez de nouveau sur la touche de mise en marche, le niveau de luminosité descendra au niveau de base
- L'indicateur de la durée de la pile se trouve à côté de l'orifice d'amenée
- L'appareil sera complètement chargé lorsque 4 lumières indicatrices brilleront et qu'une autre lumière clignotera

Éteindre l'appareil

- Appuyez et soutenir la pression sur la touche de mise en marche pendant 2 secondes; cela permet d'éteindre l'appareil manuellement
- Le Litebook **EDGE**® s'éteindra automatiquement au bout de 30 minutes
- Lorsque le niveau de charge de la pile est bas, le Litebook **EDGE**® alternera 4 fois entre un niveau de luminosité élevée et un niveau de luminosité bas
- L'indicateur de la durée de la pile clignotera pour indiquer qu'il va s'éteindre. L'appareil doit alors être rechargé.

Instructions pour le rechargement

- Branchez le câble Micro B USB dans le port d'amenée du Litebook **EDGE**® (500mA, 5 VDC)
- Branchez l'autre extrémité du câble USB Micro B dans le port USB de votre ordinateur ou dans l'adaptateur CA fourni.
- On peut utiliser l'appareil normalement pendant le rechargement de la pile

Dépannage

- Le Litebook **EDGE**® ne veut pas s'allumer
 - Vérifier la charge de la pile en branchant le Litebook **EDGE**® dans une prise de courant murale ou dans un port USB d'ordinateur
- Les indicateurs de charge de la pile du Litebook **EDGE**® ne s'allument pas durant le rechargement
 - Assurez-vous que la fiche du Litebook **EDGE**® est bien attachée et que la corde n'est pas défectueuse

Consultez le schéma ci-dessous afin de bien aligner le Litebook **EDGE**[®]. Le Litebook **EDGE**[®] peut être décalé vers la droite ou vers la gauche. L'utilisation recommandée est de 15-30 minutes par jour à 20-24 pouces. Normalement, vous devriez le savoir lorsque vous aurez bénéficié de suffisamment de lumière; généralement, vous vous sentirez plus alerte, plus énergique et/ou de meilleure humeur qu'auparavant.



IMPORTANT

- SUIVRE LES INSTRUCTIONS ATTENTIVEMENT.
- Le Litebook **EDGE**[®] émet un rayon de lumière blanche intense. **NE PAS REGARDER DIRECTEMENT LA SOURCE DE LUMIÈRE.** Par contre, il n'est **PAS** dangereux de regarder de temps en temps la lumière pendant quelques secondes.
- Nous vous encourageons à utiliser le Litebook tout en vaquant à d'autres occupations, comme la lecture, les repas, le maquillage ou le travail à l'ordinateur ou sur votre bureau.
- Il n'est pas recommandé d'utiliser ce produit si vous avez des antécédents de maladie des yeux ou encore si vous prenez des médicaments pour traiter la dépression ou un trouble de l'humeur, qui vous rendent photosensibles (extrêmement sensibles à la lumière). Consultez votre ophtalmologiste ou votre médecin si vous avez des inquiétudes au sujet de l'utilisation de ce produit.
- De temps en temps, des effets secondaires bénins peuvent se produire, par exemple des maux de tête ou une sensation de brûlure dans les yeux. Normalement, ils devraient disparaître après quelques jours. Si les effets secondaires, ceux mentionnés précédemment ou d'autres, ne disparaissent pas après trois jours, interrompez l'utilisation du Litebook **EDGE**[®] et consultez un médecin.
- N'utilisez ce produit qu'avec l'alimentation fournie et suivre les instructions attentivement.

Si vous éprouvez des difficultés à utiliser votre Litebook **EDGE[®], contactez l'assistance technique. En Amérique du Nord, composez le numéro sans frais 1-877-723-5483 ou envoyez un courriel à info@litebook.com**

GARANTIE LIMITÉE DE DEUX ANS

The Litebook Company Ltd. (« Litebook ») garantit, sous réserve des conditions stipulées ci-dessous, la réparation ou le remplacement de toute pièce défectueuse en raison d'un défaut de fabrication ou de matériel tout au long de la période couverte par la garantie, et ce, sans frais pour le coût des pièces et de la main-d'œuvre.

Post-garantie de service: Après l'expiration de la garantie, contactez la société par téléphone ou par courriel à Litebook pour les options de mise à niveau et les prix.

CONDITIONS

1. Réparation non autorisée, abus, etc. : L'article ne doit pas avoir été altéré, modifié, réparé ou entretenu par aucune autre entité que The Litebook Company Ltd. Le numéro de série apparaissant sur l'article ne doit avoir été ni modifié ni retiré. L'article ne doit pas avoir fait l'objet d'un accident, d'une mauvaise utilisation ou d'un abus, ni avoir été utilisé d'une façon non conforme aux instructions du mode d'emploi.
2. Livraison correcte: Avant de retourner l'appareil pour réparation ou remplacement, s'il vous plaît contactez Litebook par téléphone au numéro sans frais en Amérique du Nord 1-877-723-5483, ou à l'extérieur de l'Amérique du Nord, présentez-vous au lieu d'achat.
3. Preuve de la date d'achat : Cette garantie s'applique au produit à compter de la date d'achat. Par conséquent, le propriétaire doit fournir une preuve d'achat sous forme de facture ou de reçu.

RETOURS : Tous les produits Litebook retournés en vertu de la garantie de remboursement de 60 jours doivent être retournés au point de vente. Veuillez consulter la politique sur les retours au point de vente. TOUS les éléments composants doivent être inclus afin que vous puissiez recevoir un remboursement total excepté tous les frais de port et de manutention applicables. Avant de retourner un Litebook qui a été acheté de The Litebook Company Ltd. de façon directe, veuillez communiquer avec The Litebook Company Ltd. en composant le numéro sans frais 1-877-723-5483 depuis l'Amérique du Nord ou en composant le 1-403-504-1533 depuis tout autre endroit pour recevoir un numéro d'autorisation et les directives d'expédition. Tous les frais encourus par The Litebook Company Ltd. en raison d'étiquettes d'expédition erronées ou d'instructions non suivies seront facturés au client.

SAUF DANS LES LIMITES OÙ UNE LOI EN VIGUEUR L'INTERDIT, Litebook RENONCE FORMELLEMENT À TOUTE AUTRE GARANTIE ET CONDITION, EXPRESSE OU IMPLICITE, EN VERTU DE LA LOI, D'UN STATUT OU DE TOUTE PRATIQUE CONSACRÉE DE COMMERCE, INCLUANT, MAIS SANS S'Y LIMITER, LES GARANTIES IMPLICITES

OU LES CONDITIONS DE QUALITÉ MARCHANDE OU D'ADAPTATION À UN USAGE PARTICULIER. Litebook NE SERA EN AUCUN CAS TENU RESPONSABLE D' UN MONTANT SUPÉRIEUR AU PRIX D'ACHAT VÉRITABLE DE L'ARTICLE, Y COMPRIS TOUT DOMMAGE PARTICULIER, CONSÉCUTIF OU INDIRECT ATTRIBUABLE

À L'UTILISATION DE L'ARTICLE ET Litebook N'ASSUME AUCUNE OBLIGATION OU RESPONSABILITÉ ET N'AUTORISE AUCUN REPRÉSENTANT NI AUCUNE AUTRE PERSONNE À ASSUMER AUCUNE OBLIGATION OU RESPONSABILITÉ QUI N'EST PAS STIPULÉE DANS LES PRÉSENTES.

VEUILLEZ CONSERVER CETTE NOTICE POUR VOS DOSSIERS

Ce guide renferme des renseignements généraux sur le produit et il ne cherche pas à remplacer une consultation médicale. Les renseignements inclus dans ce guide n'ont pas été évalués par la FDA. Veuillez consulter un médecin avant d'utiliser ce produit. Ce produit n'est pas conçu pour diagnostiquer, traiter, guérir ou empêcher la maladie.

Le « Litebook » et « La lumière qu'il vous faut... chaque jour » sont des marques de fabrique déposées par fabricant The Litebook Company Ltd.

© The Litebook Company Ltd. 2014, tous droits réservés.

#6- 941 South Railway St SE Medicine Hat, AB T1A2W3

Imprimé en Chine.

Visitez www.litebook.com